



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 1 de 8

Fecha: 02/12/2020

AÑO 2024

DISPONIBILIDAD DE ENSAYOS

Brucelosis					
	Prueba Diagnóstica	Muestras	Tipo de Preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
1.	PRUEBA DE ROSA DE BENGALA PARA BRUCELOSIS (RB).	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
2.	ENZIMOINMUNOENSAYO INDIRECTA (ELISA INDIRECTA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
3.	ENZIMOINMUNOENSAYO COMPETITIVO (ELISA COMPETITIVA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 2 de 8

Fecha: 02/12/2020

4.	PRUEBA DE ANTIGENO BUFERADO (BPA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
5.	FLUORESCENCIA POLARIZADA (BRUCELOSIS)	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
6.	ENZIMOINMUNOENSAYO ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (ELISA EEB).	Cerebro que contenga el Obex	Ice Pack	1 cerebro	Hielera
LEUCOSIS					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 3 de 8

Fecha: 02/12/2020

7.	ENZIMOINMUNOENSAYO LEUCOSIS	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
DIARREA VIRAL					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
8.	ENZIMOINMUNOENSAYO AC. DIARREA VIRAL BOVINA.	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
PESTE PORCINA CLASICA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
9.	ENZIMOINMUNOENSAYO PPC AC (ELISA PESTE PORCINA CLÁSICA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
FIEBRE PORCINA AFRICANA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 4 de 8

Fecha: 02/12/2020

10.	ENZIMOINMUNOENSAYO FPA (ELISA INDIRECTA PESTE PORCINA AFRICANA DETECCIÓN DE ANTICUERPO)	Suero o plasma	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
11.	ENZIMOINMUNOENSAYO FPA (ELISA COMPETITIVA PESTE PORCINA AFRICANA DETECCIÓN DE ANTICUERPO)	Suero o plasma	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
Diarrea Epidémica Porcina					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
12.	ENZIMOINMUNOENSAYO PEDV AC (ELISA INDIRECTA PARA DIARREA EPIDEMICA PORCINA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
13.	ENZIMOINMUNOENSAYO PRRS AC (ELISA INDIRECTA PARA SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO)	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 5 de 8

Fecha: 02/12/2020

	PORCINO DETECCIÓN DE ANTICUERPO).				
Aujeszky					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
14.	ENZIMOINMUNOENSAYO AUJESZKY gE (ELISA PARA AUJESZKY DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
INFLUENZA A					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
15.	ENZIMOINMUNOENSAYO INFLUENZA A AC (ELISA PARA INFLUENZA A DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
16.	ENZIMOINMUNOENSAYO CAEV AC (ELISA PARA ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 6 de 8

Fecha: 02/12/2020

MYCOPLASMA AGALACTIAE					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
17.	ENZIMOINMUNOENSAYO MYCOPLASMA AGALACTIAE (ELISA PARA MYCOPLASMA AGALACTIAE DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
NEOSPORAS CANINUM					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
18.	ENZIMOINMUNOENSAYO NEOSPORAS CANINUM	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
CHLAMYDOPHILA ABORTUS					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
19.	ENZIMOINMUNOENSAYO CHLAMYDOPHILA ABORTUS (ELISA INDIRECTO MULTIESPECIE PARA CHLAMYDOPHILA ABORTUS DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 7 de 8

Fecha: 02/12/2020

20.	INMUNODIFUSION ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (IDIA AIE).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
INFLUENZA AVIAR, NEW CASTLE					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
21.	INMUNODIFUSIÓN INFLUENZA AVIAR (IDIA IA).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
22.	INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN PARA INFLUENZA AVIAR H7N3 (HI IA H7).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
23.	INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN PARA INFLUENZA AVIAR H5N2 (HI IA H5).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
24.	INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN PARA NEWCASTLE (HI NC).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
25.	PCR INFLUENZA A (aves)	Hisopado traqueales Suero	Ice Pack Ambiente	1	Hisopos Viales y/o pajillas
RABIA (INMUNOFLORESCENCIA)					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
26.	RABIA	Cerebro Bovino	Ice Pack	1 Cerebro	Hielera
HEMOPARÁSITOS					

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 8 de 8

Fecha: 02/12/2020

	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
27.	TINCIÓN MICROSCÓPICA DIRECTA PARA PIROPLASMOSIS, ANAPLASMOSIS Y BABESIA.	Sangre completa	Ice Pack	5 ml	Tubo con EDTA
28.	ENZIMOINMUNOENSAYO LEUCOSIS	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
29.	ENZIMOINMUNOENSAYO DIARREA VIRAL BOVINA	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
MICROBIOLOGÍA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
30.	LOQUE AMERICANA (cultivo)	Panal	Empacados en papel, ice pack	20 cm2	Empaque papel Kraft y hielera

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio